



Professional Procedure Guide**Introduction**

- Run the test with all parts of the test kit at the same temperature within the specified range.
- If the kit has recently been at high temperatures (above 28°C/82°F) or in the refrigerator, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.
- Avoid running the test in direct sunlight, on hot or cold surfaces, or near sources of heat or cold.
- Quality control materials should be used to confirm the test kit is working properly. Refer to the product insert for information on when to run controls.


Complete test within 15 minutes.

Match Lot Numbers


Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00 TL".

**1 Open Plastic Shaker Pouch***

Tear plastic pouch open at the perforation line.

**2 Collect Blood****Fingertip method**

- Use your own lancet device to draw blood.




OR

Venous draw method


- Mix blood well before testing.

**3 Verify Blood Amount**


- Gently touch blood drop to fill.

**4 Insert Blood Collector**


- Fully insert blood collector into shaker body. Twisting motion helps.

**5 Mix**


- Shake vigorously 6-8 times.
- This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.

**6 Open Foil Cartridge Pouch***


Tear foil pouch open at the notches on the sides.

**7 Insert Cartridge**


- "Click" the test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at +1-317-870-5610 or your local authorized distributor.

**8 Prepare Shaker**

Remove shaker base.

**9 Dispense Sample into Cartridge**

- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample. Remove quickly.


**10 5 Minutes to Results**

This result cycle remains displayed for 15 minutes or until the next cartridge is inserted.


If "QOK" is not displayed, please contact Customer Service or consult the troubleshooting section.

11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer

- Dispose of in accordance with your biohazard procedures.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "01TL" if there is one test left and "00TL" if you just used your last test.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.



NOTE: To run another test, use a new blood collector, shaker, and test cartridge from the same kit and return to Step 1.


DE Verfahrensleitfaden für Fachkräfte**Einführung**

- Führen Sie den Test mit allen Testkomponenten und bei gleichbleibender Temperatur innerhalb des festgelegten Temperaturbereichs durch.
- Wenn das Kit hohe Temperaturen (über 28°C/82°F) ausgesetzt war oder die Materialien, die im Originalset enthalten waren, nicht mehr verwendbar waren, muss es vor dem Test mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur durchgekühlt werden.
- Führen Sie den Test nicht direkt Sonneninstrahlung, auf kalten oder heißen Oberflächen oder in der Nähe von Kälte- oder Wärmequellen durch.
- Qualitätskontrollen sollten durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass das Testset ordnungsgemäß funktioniert. Lesen Sie das Produktdokument für weitere Informationen darüber, wann Kontrollen durchgeführt werden sollten.

Führen Sie den Test innerhalb von 15 Minuten durch.

Übereinstimmung der Chargennummern


Verwenden Sie das Analysegerät ausschließlich mit den im Originalset enthaltenen Materialien. Das Analysegerät kann nicht mehr verwendet werden, wenn die programmierte Anzahl von Tests durchgeführt wurde. Wenn eine andere Testpatrone eingesetzt wird, erscheint „00 TL“ auf dem Analysegerät.

**1 Shaker-Kunststoffbeutel öffnen***

Reißen Sie den Kunststoffbeutel an der perforierten Linie auf.

**2 Blut entnehmen****Blutentnahme per Fingertisch**


- Verwenden Sie Ihr Lanzettengerät, um Blut zu entnehmen.




ODER

Venöse Blutprobenahme


- Mischen Sie die Probe vor der Messung gut.

**3 Blutmenge überprüfen**


Berühren Sie vorsichtig den Blutropfen zum Füllen.

**4 Blutentnahmeverrichtung einführen**


- Setzen Sie die Blutentnahmeverrichtung vollständig in den Shaker ein.
- Führen Sie dabei Drehbewegungen aus, um das Einführen zu erleichtern.

**5 Mischen**


- Schütteln Sie den Shaker 6- bis 8-mal kräftig. Dadurch wird das Blut mit der Lösung vermischt.
- Stellen Sie den Shaker auf dem Tisch ab und bereiten Sie die Patrone vor.

**6 Patronen-Folienbeutel öffnen***


Reißen Sie den Folienbeutel an den seitlichen Einschnitten auf.

**7 Patrone einsetzen**


- Führen Sie die Testpatrone ein, bis ein „Klicken“ zu hören ist.
- Die Codes auf dem Analysegerät und auf der Testpatrone müssen übereinstimmen.
- Falls die Codes nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler vor Ort oder unter der folgenden Telefonnummer an den Kundendienst: +1-317-870-5610.

**8 Shaker vorbereiten**

Nehmen Sie die Basis vom Shaker ab.

**9 Probe in die Patrone abgeben**

- Stellen Sie sicher, dass das Analysegerät auf einer ebenen Fläche befindet.
- Drückt Sie den Shaker vollständig nach unten, um die verdünnte Probe in die Patrone abzugeben. Entfernen Sie ihn schnell.

**10 Ergebnisse in 5 Minuten**



Dieser Ergebniszyklus wird 15 Minuten lang oder bis nach dem Einsetzen der nächsten Testpatrone angezeigt.

▪ „QOK“ nicht angezeigt wird, bitte Wenden Sie sich an den Kundendienst oder wenden Sie sich an die Abschnitt „Fehlerbehandlung“.

▪ Auf dem Analysegerät wird das Ergebnis 15 Minuten lang angezeigt. Danach schaltet es sich automatisch ab.

11 Entsorgung der Patrone/ Aufbewahrung des Analysegeräts

- Entfernen Sie die Patrone gemäß den Verfahrensleitlinien zur Entsorgung von biologischem Material.
- Behalten Sie das Analysegerät für weitere Tests auf, falls es eine Blutentnahmeverrichtung für weitere Tests aufweist. Auf dem Analysegerät wird „01TL“ angezeigt, wenn ein Test abgeschlossen ist.
- Auf dem Analysegerät wird das Ergebnis 15 Minuten lang angezeigt. Danach schaltet es sich automatisch ab.


**FR Guide des Procédures professionnelles****Introduction**

- Effectuez le test en conservant toutes les pièces du kit de test à la même température dans la plage spécifiée.
- Si le kit a récemment été exposé à des températures élevées (supérieures à 28°C/82°F) ou s'il a été stocké dans un réfrigérateur, laissez le kit à température ambiante pendant au moins une heure avant utilisation.
- Évitez d'effectuer ce test à la lumière directe du soleil, sur des surfaces chaudes ou froides, ou à proximité de sources de chaleur ou de froid.
- Le matériel de Contrôle-Qualité doit être utilisé pour confirmer que le test fonctionne bien. Pour en savoir plus ou connaître les modalités d'utilisation des contrôles, consultez la Notice du produit.

Test terminé en 15 minutes.

**Faire correspondre les numéros de lot**


Utilisez uniquement l'analyseur avec le matériel inclus dans le kit d'origine. L'analyseur expire après la programmation du nombre de tests effectués. Si une autre cartouche de test est insérée, l'analyseur affiche „00 TL“.

**1 Ouvrir le sachet d'agitateur en plastique***


Déchirer le sachet en plastique au niveau de la ligne de perforation pour l'ouvrir.

**2 Collecter le sang****Méthode de prélevage au doigt**


- Utiliser votre propre dispositif à lancette pour prélever le sang.

**3 Vérifier la quantité de sang**


Pour remplir, touchez délicatement la goutte de sang.

**4 Insérer le collecteur de sang**


- Insérer entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur.
- Un mouvement de rotation facilite l'insertion.

**5 Mélanger**


- Agiter vigoureusement 6 à 8 fois. Le sang se mélange alors avec la solution.
- Poser l'agitateur droit sur la table pendant la préparation de la cartouche.

**6 Ouvrir le sachet de la cartouche***


Déchirer le sachet au niveau des encoches latérales pour l'ouvrir.

**7 Insérer la cartouche**

- Mettre en place la cartouche de test jusqu'à entendre un déclic.
- Les codes de l'analyseur et de la cartouche de test doivent être identiques.
- Si les codes ne sont pas identiques, contacter le service client au +1-317-870-5610 (États-Unis) ou votre distributeur agréé local.

**8 Préparer l'agitateur**

Retirer la base du shaker.

**9 Verser l'échantillon dans la cartouche**

- S'assurer que l'analyseur se trouve sur une surface plane.
- Appuyer complètement vers l'aval pour verser l'échantillon dilué.
- Retirer rapidement.

**10 Résultats en 5 minutes**